

LIFEPAK® 1000 DESFIBRILADOR con tecnología cprMAX™

Works like you work.™

SIMPLEMENTE PROFESIONAL



Tecnología de batería avanzada.



Su amplia pantalla muestra gráficos y texto fácilmente visibles.

Clasificación IP55: nuestro desfibrilador más resistente hasta ahora.

La tecnología cprMAX proporciona el tiempo máximo de compresión manual.



Presentación del desfibrilador LIFEPAK 1000 con la tecnología cprMAX, un dispositivo de soporte vital básico resistente y avanzado que proporciona potencia y flexibilidad para una asistencia óptima al paciente.

“Las víctimas de una parada cardíaca necesitan una RCP inmediata.”
“La compresión torácica es especialmente importante si no puede administrarse una descarga antes de 4 ó 5 minutos después de la parada. En los primeros minutos después de una desfibrilación con éxito, el ritmo puede ser lento e ineficaz; puede ser necesario aplicar compresiones torácicas hasta que se restablezca una función cardíaca adecuada.”



La tecnología cprMAX no sólo cumple las recomendaciones más actuales, sino que ofrece la más amplia gama de opciones de tratamiento. Esta tecnología elimina el retraso del tiempo de carga sin compresión manual en el modo DEA gracias a la función de carga en segundo plano que maximiza el tiempo de compresión manual. Esta flexibilidad de la tecnología cprMAX le ofrece el dispositivo de soporte vital básico más potente actualmente disponible.

BIFÁSICA ADAPTIV: nuestra energía adaptativa ajusta el voltaje y la duración de la descarga de forma automática midiendo la impedancia corporal. Con mejores resultados para el paciente por medio de la administración segura y eficaz de las descargas de desfibrilación, los desfibriladores LIFEPAK con tecnología bifásica ADAPTIV están diseñados para satisfacer las distintas necesidades de pacientes reales en un marco clínico real: son la solución ideal para la más amplia variedad de pacientes.

FLEXIBILIDAD AHORA Y EN EL FUTURO

Modo DEA con modo de desfibrilación manual opcional con sólo tocar un botón. Diseñado para cumplir las recomendaciones actuales y con flexibilidad para adaptarse a futuros cambios en las mismas, el desfibrilador LIFEPAK 1000 permite aplicar la mejor técnica de reanimación ahora y en el futuro. Admite actualizaciones en el campo, lo cual permite el cumplimiento de futuras recomendaciones y actualizaciones avanzadas de tratamiento.

DISEÑO TENIENDO EN CUENTA LA SUPERVIVENCIA

Actualmente se están utilizando 500.000 desfibriladores LIFEPAK de Physio-Control para salvar vidas en todo el mundo. Sabemos lo difícil que resulta sobrevivir en el duro entorno de la asistencia de emergencia, y por este motivo hemos creado nuestro desfibrilador más resistente hasta ahora. Con una clasificación IP55, está protegido contra polvo y chorros de agua, y gracias a su nueva batería de dióxido de litio-manganeso, capaz de administrar más de 400 descargas (a 200 J) o de proporcionar más de 17 horas de monitorización, puede estar seguro de contar con el dispositivo de soporte vital básico más potente actualmente disponible.

Compartimos una pasión con nuestros clientes: salvar vidas

Durante más de 50 años, Physio-Control, creador de los prestigiosos desfibriladores LIFEPAK, ha desarrollado tecnologías y diseñado dispositivos reconocidos por el personal de emergencias, el personal sanitario de cuidados clínicos y ciudadanos del mundo entero.

Para más información, contacte con el representante local de Physio-Control o visite www.physio-control.com



HEADQUARTERS / MANUFACTURING

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

SALES OFFICES

Europa
Medtronic International Trading Sàrl
Case Postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
www.medtronic.com
Tel. 41.21.802.7000
Fax 41.21.802.7900

Medtronic Ibérica, SA
Calle María de Portugal nº11
28050 Madrid
España
Tel. 34.91.625.04.00
Fax 34.91.650.74.10
www.physio-control.com